

EJAKULAT NA MYCOPLASMU HOMINIS I UREAPLASMU UREALYTICUM

UZIMANJE

1. Prije uzimanja uzorka sperme pacijent se treba pomokriti,
2. nakon toga treba oprati spolovilo (toplom vodom i sapunom i dobro isprati)
3. uzorak dobiven masturbiranjem staviti u sterilnu posudicu s čepom
4. treba biti više od 1 ml uzorka
5. uzorak se treba donijeti u laboratorij što prije (do sat vremena)

NALAZ

Uredan nalaz je gotov za 2 dana kao i nalaz u kojem je broj M.hominis i/ili U.urealyticum $\leq 10^3$.

Ukoliko je broj M.hominis ili U.urealyticum $\geq 10^4$ nalaz je gotov za 3-4 dana jer se radi antibiogram.

OBRISAK URETRE NA MYCOPLASMU HOMINIS I UREAPLASMU UREALYTICUM

UZIMANJE

1. Prije uzimanja potrebno je obaviti toaletu spolovila i anogenitalnog područja
2. Pacijent ne smije mokriti 2 –4 sata prije uzimanja uzorka.
3. Odstraniti iscjedak, ako postoji, brisom, koji treba baciti.
4. Tankim pamučnim brisom ući u uretru 2-4 cm, rotirati bris, nastojeći sakupiti što više epitelnih stanica, jer se spomenuti uzročnici nalaze epicelularno.
5. Ako se šalje bez transportne podloge, bris s uzorkom treba odmah donijeti u laboratorij.

NALAZ

Uredan nalaz je gotov za 2 dana kao i nalaz u kojem je broj M.hominis i/ili U.urealyticum $\leq 10^3$.

Ukoliko je broj *M.hominis* ili *U.urealyticum* $\geq 10^4$ nalaz je gotov za 3-4 dana jer se radi antibiogram.

OBRISAK CERVIKSA NA MYCOPLASMU HOMINIS I UREAPLASMU UREALYTICUM

UZIMANJE

Bris se uzorkuje uporabom spekuluma.

Odstraniti sluz i sekret pamučnim brisom, koji treba baciti.

Uvesti sterilni bris u endocervikalni kanal oko 1 cm.

Bris rotirati 15 –30 sec nastojeći sakupiti što više epitelni stanica, jer se spomenuti uzročnici nalaze epicelularno.

Ako se šalje bez transportne podloge, bris s uzorkom treba odmah donijeti u laboratorij.

NALAZ

Uredan nalaz je gotov za 2 dana kao i nalaz u kojem je broj *M.hominis* i/ili *U.urealyticum* $\leq 10^3$.

Ukoliko je broj *M.hominis* ili *U.urealyticum* $\geq 10^4$ nalaz je gotov za 3-4 dana ovisno jer se od naraslih kultura radi antibiogram.

URIN NA MYCOPLASMU HOMINIS I UREAPLASMU UREALYTICUM

Za ovu pretragu uzima se PRVI MLAZ prvog jutarnjeg urina. Ukoliko se ne može uzeti prvi jutarnji urin, onda pacijent ne smije mokriti 4 sata prije uzorkovanja. Postupak pripreme i uzimanja je isti kao i kod urina srednjeg mlaza osim što se za ovu pretragu uzima urin prvog mlaza.

Da bi se zaobišao problem normalne flore uretre (uretra kod žene može na samom ulazu biti kontaminirana florom iz rodnice i analnog područja, a kod muškaraca s okolne kože i iz smegme), postupa se tako da se prije uzimanja uzorka načini pažljiva toaleta vulve kod žene, odnosno glansa penisa kod muškarca.

UZIMANJE

- Ujutro, prije prvog mokrenja, vanjske spolne organe treba oprati sapunom 2 - 3 puta odozgo prema dolje kod žene, odnosno od otvora uretre prema van kod muškaraca i temeljito ih isprati vodom, ne brišući ručnikom. Tijekom pranja i mokrenja žena drži rukom raširene labije, a muškarac podigne prepucij kako bi se izbjegla kontaminacija.
- Uzima se **prvi mlaz** urina (5-10ml)
- Posuda se ne smije prepuniti, da se ne bi prelila urinom i kontaminirala.
- Sterilnu posudu treba zatvoriti i što prije donijeti u mikrobiološki laboratorij (u vremenu ne duljem od 1 sata).

NALAZ

Uredan nalaz je gotov za 2 dana kao i nalaz u kojem je broj *M.hominis* i/ili *U.urealyticum* $\leq 10^3$.

Ukoliko je broj *M.hominis* ili *U.urealyticum* $\geq 10^4$ nalaz je gotov za 3-4 dana jer se radi antibiogram.