

Intraoperativni uzorak – bioptat pluća se nakon uzimanja mora odmah dostaviti u mikrobiološki laboratorij u sterilnoj posudici sa poklopcem na navoj, bez formalina.

NALAZ

Nalaz intraoperativnog uzorka ovisi o vrsti uzorka i vrsti izoliranih bakterija. Može biti gotov od 2-6 dana a sve informacije o tijeku pretrage mogu se dobiti na telefon 300-852.

TRANSPORT I POHRANA UZORAKA

1. Primarno nesterilni uzorci iz donjeg dišnog sustava (iskašljaj, endotrahealni aspirat, BAL)
 - Uzorke je potrebno transportirati i obraditi što je prije moguće
 - Uzorci se dostavljaju u sterilnoj posudi sa poklopcem na navoj najviše do 2 sata od uzimanja na sobnoj temperaturi ili najviše do 24 sata od uzimanja na +4°C

2. Primarno sterilni uzorci
 - Uzorke treba dostaviti u mikrobiološki laboratorij što je prije moguće u sterilnoj posudi sa poklopcem na navoj, a po mogućnosti u anaerobnom transportnom mediju na sobnoj temperaturi najdulje do 24 sata od uzimanja
 - Manje količine bioptata potrebno je staviti u nekoliko kapi sterilne fiziološke otopine da se održi vlažnost tkiva
 - Pri sumnji na anaerobnu infekciju, a u slučaju odgođenog transporta, koristiti anaerobni transportni medij

NALAZ

Rezultati ispitivanja ovise o vrsti uzorka kao i o vrsti izoliranih mikroorganizama. Vrijeme izvještavanja je 2-6 dana. Informacije o tijeku pretrage kao i o preliminarnim rezultatima mogu se dobiti na telefon 300-852.