

Punktati tjelesnih tekućina

Punktati iz abdomena, ascites, žuč, punktati zglobova, perikarda, peritoneuma...

UZIMANJE:

1. Materijal dobiven punkcijom uzima se iz primarno sterilnih mjesta, pa uzimanje uzoraka mora biti izvedeno po načelima antiseptike.
 - Kožu dezinficirati jodnim preparatom.
 - Uzorkovati špricom i iglom i uzeti što više materijala.
 - Dobiveni materijal treba staviti u transportnu podlogu za anaerobe i zajedno sa špricom, donijeti u laboratorij (da bi se mogao napraviti i preparat). Ako se šalje bez transportne podloge sadržaj u šprici (bez prisustva kisika) treba donijeti u laboratorij za 30 min.
2. Jedna od mogućnosti je da se punktati odmah inokulira u set za hemokulturu (u količini koja vrijedi i za uzorke venske krvi). Ostatak u šprici donijeti također u laboratorij zbog mikroskopskog preparata.
3. Svaka tjelesna tekućina ili bioptički materijal mora se donijeti u laboratorij što prije a do donošenja ti uzorci stoje na sobnoj temperaturi (nikad se ne hlade).

NALAZ :

Nalaz se sastoji od nalaza mikroskopskog preparata, kulture i antibiograma (ovisno o izoliranim bakterijama).

Nalaz je gotov za 2-6 dana, ovisno o vrsti izoliranih bakterija.

Sve informacije o tijeku pretrage i naraslim bakterijama medicinsko osoblje može dobiti na telefon 300 – 852.