

Pleuralni punkt

Materijal dobiven punkcijom uzima se iz primarno sterilnih mjesta, pa postupci uzimanja moraju biti izvedeni po načelima antiseptike. Uzorkuje se špricom i iglom, a potrebno je uzeti što veću količinu uzorka. Dobiveni materijal pohranjuje se u transportnu podlogu za anaerobe, dio uzorka ostaje u šprici (bez igle) i doprema se u mikrobiološki laboratorij za uzradu mikroskopskog preparata.

Nalaz je gotov za 2 – 6 dana, ovisno o izoliranim bakterijama. Nalaz se sastoji od rezultata mikroskopske pretrage, kulture i antibiograma (ovisno o izoliranim bakterijama). Preliminarni nalaz medicinsko osoblje može dobiti na telefon 300-852.